



# Frascos Lavaojos



· Lavaojos de Bolsillo



· Ducha de emergencia



· Lavaojos de Pared



· Lavaojos Transporte

## Complementos Ocular

### Descripción y composición:

**Solución salina estéril al 0,9%**, para ser utilizada cuando un producto o sustancia se introduce en los ojos.

**Continente de polipropileno**, material inerte que permite la óptima conservación de dicha solución salina.

**900438** - Frasco lavaojos rellenable: Ducha de emergencia. Para ser utilizado como ducha de emergencia para los ojos. Válvula de drenaje. Cierre hermético.

**900303** - Frasco lavaojos de bolsillo: Contiene 200 ml. de solución salina estéril al 0,9%.

**914437** - Frasco lavaojos de pared: Con soporte a pared. Compuesto por soporte a pared y 2 botellas de 1 litro de solución salina estéril al 0,9%.

**911797** - Frasco lavaojos de transporte: Con soporte especial para TRANSPORTE y 2 botellas de 1 litro de solución salina estéril al 0,9%.

**900355** - Repuestos de 2 botellas de 1 litro de frasco lavaojos válidos para el soporte a pared (914437) y a transporte (911797)

EN 15154-4:2009 EN 556-1:2001

ISO 17665-1:2006 ISO 14644-1:2015 ISO 17141:2020 ISO 15223-1:2021

Ref.	Producto	Capacidad
900438	Frasco lavaojos rellenable: Ducha de emergencia	775 cm <sup>3</sup>
900303	Frasco lavaojos de bolsillo	200 ml.
914437	Frasco lavaojos de pared	2 botella de 1 litro
911797	Frasco lavaojos de transporte	2 botella de 1 litro
900355	Repuesto frasco lavaojos	2 botella de 1 litro

## Complementos Ocular

<b>Norma y Certificación</b>	EN 15154-4:2009 EN 556-1:2001 ISO 17665-1:2006 ISO 14644-1:2015 ISO 17141:2020 ISO 15223-1:2021
<b>Aplicaciones</b>	Solución salina estéril al 0,9%, para ser utilizada cuando un producto o sustancia se introduce en los ojos.
<b>Conservación Almacenaje - Caducidad</b>	Se recomienda guardar las botellas en los soportes especiales diseñados para ello. La temperatura óptima de almacenamiento es 2°C–35°C. Fecha de caducidad: ver envase.
<b>Indicaciones Uso - Modo empleo</b>	Aplicar el producto directamente sobre los ojos. Al ser estéril no causa daños sobre ellos. Comience a lavar el ojo inmediatamente, ya que los daños aumentan por segundos: - Alcalinos: 10 a 20 minutos (seguir lavando mientras se va al médico) - Ácidos: 5 minutos (acudir al médico) Tiempo de lavado en agentes desengrasantes y polvo/suciedad: 1 a 3 minutos.  El producto presenta fácil abertura. Permite controlar perfectamente el flujo de disolución deseado. Una vez abierta una botella, el contenido debe ser usado en las pocas horas posteriores a la apertura o desechar el contenido.
<b>Presentación</b>	<b>Frasco lavaojos rellenable: Ducha de emergencia:</b> Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 6 ud.  <b>Frasco lavaojos de bolsillo:</b> Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 12 ud.  <b>Frasco lavaojos de pared:</b> Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 12 ud.  <b>Frasco lavaojos de transporte:</b> Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 12 ud.  <b>Repuesto frasco lavaojos:</b> Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 12 ud.

